

# ALMINAX

## Instructions

Use one thickness for prosthetic work or two for crown and bridge work. Soften in warm water (45°C). Remove and absorb excess moisture from the surface with a tissue. Knead into a mass if desired. Use to take accurate bite registrations and chill in the mouth with water or compressed air. Molten wax may burn. Caution: Disinfect the wax before sending it to a dental laboratory.

## Istruzioni

Usare uno spessore per operazioni dentali o due per operazioni su capsula e ponte Ammorbidire in acqua calda (45°C). Togliere e assorbire l'umidità eccessiva dalla superficie con un tessuto. Impastare fino a formare un blocchetto se desiderato. Usare per prendere accurate impronte del morso e raffreddare nella bocca con acqua od aria compressa. Avvertenza: non ingoiare.

## Instructions

Utiliser une épaisseur pour les travaux dentaires ou deux pour les couronnes et les bridges. Ramollir dans l'eau tiède (45°C). Essuyer la surface avec un mouchoir en papier pour absorber et en éliminer l'excès d'humidité. Malaxer pour obtenir une masse si on le souhaite. Utiliser pour prendre des empreintes précises et refroidir dans la bouche avec de l'eau ou de l'air comprimé. Attention: Ne pas avaler.

## Anleitung

Eine Lage für Zahnarbeiten verwenden, zwei für Kronen und Brücken, In warmen Wasser (45°C) aufweichen. Aus dem Wasser entfernen, und überflüssige Feuchtigkeit mit einem Papiertuch absorbieren. Bei Bedarf in eine Masse kneten. Die Masse für akkurate Gebissabdrücke benutzen und im Mund mit Wasser oder Druckluft abkühlen. Vorsicht: Nicht einriemen.

## Instrucciones

Usar solamente un espesor para trabajos dentales, o dos espesores para trabajos de oirona a puente. Ablandar en agua tibia (45°C). Quitar y absorber el exceso de humedad en la superficie usando un pañuelo de papel. Sobar la masa si se desea. Usarlo para obtener un registro exacto de la oclusión, y enfriarlo en la boca con agua o aire comprimido. Advertencia: No tragar.