

## Säkerhetsdatablad

### Enligt (EG) 1907/2006 & (EG)1272/2008

Datum för utskrift: 31.05.2010

Version 1

Omarbetad: 31.05.2010

#### 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

- **Produktuppgifter**
- **Handelsnamn: GC G-aenial Posterior**
- **Ämnets användning / tillredningen** Hjälpmedel för dentalteknik
- **Tillverkare/leverantör:**  
GC EUROPE N.V.  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32/(0)16/74.10.00  
Fax +32/(0)16/40.26.84
- **Område där upplysningar kan inhämtas:** Regulatory Affairs
- **Upplysningar i nödfall:**  
Gif tinformationscentralen:  
Nödtelefonnr(1) : +46 (0)8 33 12 31  
Nödtelefonnr(2) : Akut: 112

Vid nödsituation, gå in på <http://www.who.int/ipcs/poisons/centre/directory/euro/en/> för att hitta mer information om giftcentralen.

#### 2 Farliga egenskaper

- **Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö:**  
Produkten är inte märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för EG:s "Allmänna klassificeringsdirektiv för tillredningar" i sin slutgiltiga version.
- **Klassificeringssystem:**  
Klassificeringen motsvarar aktuella EG-listor, men har kompletterats med uppgifter ur facklitteratur och med firmauppgifter.
- **GHS märkningsymboler**



**Varning**

H315 - Irriterar huden.  
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

- **Förebyggande:**  
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- **Åtgärder:**  
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
P321 Särskild behandling (se på etiketten).  
P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.  
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.  
P362 Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.

# Säkerhetsdatablad

## Enligt (EG) 1907/2006 & (EG)1272/2008

Datum för utskrift: 31.05.2010

Version 1

Omarbetad: 31.05.2010

Handelsnamn: GC G-aenial Posterior

(Fortsättning från sida 1)

### 3 Sammansättning/information om beståndsdelar

- **Kemisk karakterisering**
- **Beskrivning:** Blandning: bestående av nedan upplistade ämnen.

- **Farliga ingredienser:**

CAS: 72869-86-4 EINECS: 276-957-5	Urethane Dimethacrylate (UDMA)	☒ Xi; R 36/37/38 Varning: ⚠ 3.2/2, 3.3/2, 3.8/3	15,97%
CAS: 41637-38-1	Bisphenol A polyethoxymethacrylate	☒ Xi; R 36/37/38 Varning: ⚠ 3.2/2, 3.3/2, 3.8/3	2,3%
CAS: 2530-85-0 EINECS: 219-785-8	γ-Methacryloxypropyltrimethoxysilane	☒ Xi; R 36/37/38 Varning: ⚠ 3.2/2, 3.3/2, 3.8/3	1,4%

- **Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

### 4 Åtgärder vid första hjälpen

- **Allmänna hänvisningar:** Det erfordras inga speciella åtgärder.
- **Vid inandning:** Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
- **Vid kontakt med huden:** I allmänhet kan produkten ej irritera huden.
- **Vid kontakt med ögonen:** Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten.
- **Vid förtäring:** Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

### 5 Brandbekämpningsåtgärder

- **Lämpliga släckningsmedel:**  
CO<sub>2</sub>, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.
- **Speciell skyddsutrustning:** Inga speciella åtgärder krävs.

### 6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **Personrelaterade försiktighetsåtgärder:** Erfordras ej.
- **Miljöskyddsåtgärder:** Inga speciella åtgärder krävs.
- **Förfarandet vid rengöring/upptagning:**  
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
- **Ytterligare hänvisningar:** Inga farliga ämnen frigörs.

### 7 Hantering och lagring

- **Hantering:**
- **Hänvisningar beträffande säker skötsel:** Inga speciella åtgärder krävs.
- **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:** Inga speciella åtgärder krävs.
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:** Inga speciella krav.
- **Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Erfordras ej.

(Fortsättning på sida 3)

s

## Säkerhetsdatablad

### Enligt (EG) 1907/2006 & (EG)1272/2008

Datum för utskrift: 31.05.2010

Version 1

Omarbetad: 31.05.2010

**Handelsnamn: GC G-aenial Posterior**

(Fortsättning från sida 2)

· *Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Inga.*

#### 8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- *Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar: Inga övriga uppgifter, se punkt 7.*
- **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**  
*Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.*
- *Ytterligare hänvisningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.*
- **Personlig skyddsutrustning:**
- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**  
*Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.*
- **Andningsskydd:** *Erfordras ej.*
- **Handskydd:**  
*Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.  
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges för produkt/tillredning/kemikalielösning, då inga tester genomförts.  
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.*
- **Handskmaterial**  
*Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.*
- **Handskmaterialets penetreringstid**  
*Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.*
- **Ögonskydd:** *Vid påfyllning rekommenderas skyddsglasögon.*

#### 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

##### · Allmänna uppgifter

<b>Form:</b>	<i>Flytande</i>
<b>Färg:</b>	<i>Enligt produktbeteckning</i>
<b>Lukt:</b>	<i>Karakteristisk</i>

##### · Tillståndsändring

<b>Smältpunkt/smältområde:</b>	<i>Ej bestämd.</i>
<b>Kokpunkt / kokområde:</b>	<i>Ej bestämd.</i>

· **Flampunkt:** *Ej användbar.*

· **Självantändbarhet:** *Produkten är ej självantändande.*

· **Explosionsfara:** *Produkten är ej explosiv.*

· **Densitet:** *Ej bestämd.*

##### · Löslighet i / blandbarhet med

**Vatten:** *Löslig.*

##### · Lösningsmedelhalt:

**Organiska lösningsmedel:** *0,0 %*

(Fortsättning på sida 4)

# Säkerhetsdatablad

## Enligt (EG) 1907/2006 & (EG)1272/2008

Datum för utskrift: 31.05.2010

Version 1

Omarbetad: 31.05.2010

Handelsnamn: GC G-aenial Posterior

(Fortsättning från sida 3)

### 10 Stabilitet och reaktivitet

- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:** Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- **Ämnen som bör undvikas:**
- **Farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
- **Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

### 11 Toxikologisk information

- **Akut toxicitet:**
- **Primär retningseffekt:**
- **på huden:** Ingen irriteringsrisk.
- **på ögat:** Ingen irriteringsrisk.
- **Sensibilisering:** Ingen sensibiliserande effekt känd.
- **Ytterligare toxikologiska hänvisningar:**  
Produkten är ej märkningsförpliktigad enligt beräkningsmetoden i EG's Allmänna klassificeringsriktlinjer för tillredningar i den senast giltiga versionen.

### 13 Avfallshantering

- **Produkt:**
- **Rekommendation:** Små mängder kan deponeras tillsammans med hushållsavfall.
- **Ej rengjorda förpackningar:**
- **Rekommendation:** Avfallshandteras enligt myndigheters föreskrifter.

### 14 Transportinformation

- **Sjötransport IMDG:**
- **Marine pollutant:** Nej

### 15 Gällande föreskrifter

- **Märkning enligt EEC-riktlinjer:**  
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier bör iakttas.  
Produkten är ej märkningsförpliktigad enligt EG-riktlinjer/Förordningen om farliga ämnen (GefStoffV).
- **Särskild märkning av vissa tillredningar:**  
Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran.

### 16 Annan information

- **Relevanta R-fraser**  
36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
- **Område som utfärdar datablad:** Regulatory Affairs and Quality Management Systems
- **Tilltalspartner:**  
Gideon Blumental  
Tel: +32 (0)16/74.16.11

(Fortsättning på sida 5)

**Säkerhetsdatablad**  
**Enligt (EG) 1907/2006 & (EG)1272/2008**

Datum för utskrift: 31.05.2010

Version 1

Omarbetad: 31.05.2010

**Handelsnamn: GC G-aenial Posterior**

(Fortsättning från sida 4)

**· Förkortningar och akronymer:**

*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*

*GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*

s