

# Rundtork, gasväv, höggradigt ren

REF: 222021, 222022, 222023, 222024

**SELEFA® Rundtork, gasväv, höggradigt ren.** Tillverkas av miljövänliga blekta bomullsfibrer, vävda av 17 trådar per cm<sup>2</sup>. Torkarna med gasväv produceras i överensstämmelse med EN 14079-standarden för att få optimal mjukhet och absorberande egenskaper. Används för absorption av vätskor och sårexsudat.

## Egenskaper:

- ▶ Peroxidblekt bomullsgasväv. Ej klorblekt.
- ▶ 100 % bomull, lågt fibersläpp.
- ▶ Förbehandlad med EO gas.
- ▶ Kan steriliseras.
- ▶ Brett användningsområde: Preoperativ hudrening, sårrengöring, torkning, absorption, skydd etc.



REF	BESKRIVNING	STORLEK	FÖRPACKNINGSANTAL dispenser/kartong
222021	SELEFA® gasväv, höggradigt ren	Ø 30 mm	200/3600
222022	SELEFA® gasväv, höggradigt ren	Ø 40 mm	150/2700
222023	SELEFA® gasväv, höggradigt ren	Ø 50 mm	100/1800
222024	SELEFA® gasväv, höggradigt ren	Ø 65 mm	100/1400

**Försäljningsenhet:** Transportkartong

# Teknisk information

## Förordningar

Produkten överensstämmer med legala krav för medicintekniska produkter.



### REACH föreskrifter:

Produkterna som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen (CMR), inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (EHCA).

**Biologisk utvärdering:** EN ISO 10993-5 and EN ISO 10993-10

**Uppfyller legala föreskrifter för:** Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I

**Uppfyller produktstandard:** EN ISO 14079, EN ISO 11737-1

**Kvalitetsstandard:** ISO 13485

**Etikettinformation:** EN 15233-1 och EN 1041

## Material

Komponent	Råmaterial och Egenskaper
Material composition	100 % bomullsgasväv, Vit, 17 trådar/cm <sup>2</sup>
Elastisk ring	Silikon, Latexfri

## Varningar och rekommendationer

**Varningar:** The product is single use. If reused performance of product may deteriorate, cross contamination may occur.

**Förvaringsrekommendationer:** Recommended storage in clean, dry space in ambient temperature. Products should be protected from direct sunlight, other intensive light sources and ozone.

**Avfallsrekommendationer:** Dispose in accordance with local regulations.









**Hållbarhet:** 5 Years

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x B x H ) mm
Enhetsförpackning	N/A	N/A

<b>Dispenser</b>	PE-plastpåse, transparent	222021: 270 x 390
		222022: 270 x 390
		222023: 270 x 390
		222024: 400 x 500
<b>Transportkartong</b>	Kartong, ECF eller TCF kvalitet	222021: 395 x 290 x 320
		222022: 395 x 290 x 420
		222023: 395 x 290 x 420
		222024: 395 x 290 x 540
<b>Packtejp</b>	Transparent, PVC-fri	N/A

### Streckkoder

REF	Enhetsförpackning	Dispenser	Transportkartong
222021	N/A	 6 438129 354065	 6 438129 554069
222022	N/A	 6 438129 354072	 6 438129 554076
222023	N/A	 6 438129 354089	 6 438129 554083
222024	N/A	 6 438129 354096	 6 438129 554090



**OneMed Group Oy**  
 Address: Metsäläntie 20  
 Postal Address: P.O. Box 10  
 FI-00321 Helsinki, Finland  
 Phone +358 20 786 6800  
 www.onemed.com  
 Domicile Helsinki  
 Business ID 2039640-1

