

Puderfri undersökningshandske

Latex Double Coated

Latex Double Coated har en *speciell copolymerbehandling* på *insidan* med en hal yta, som gör det lätt att ta på den på handen. Även *utsidan* har en beläggning av polymer som ger handsken ett mycket bra grepp. Dessa båda beläggningar ger handsken extra låga proteinnivåer och motverkar så långt som möjligt direktkontakt med latex. Latex Double Coated är *ej klorinerad*, vilket ger den högre hållfasthet än klorinerade handskar. Dessutom behåller den sin naturvita färg.

Standard och certifiering

Handsken uppfyller Europastandarden EN 455-1,2 & 3 och är CE-märkt, Kategori 1. Vi kontrollerar, utöver gällande standards, även mikrobiologisk renhet och proteinnivåer. Handsken är tillverkad av en ISO 9001:2000 och ISO 13488:1996 certifierad leverantör.

Material

Naturgummi $\geq 95,5\%$.

Övriga ämnen: antioxidant, svavelpulver, titandioxid, ZDBC (karbamat), ZDEC (karbamat), zinkoxid, ammoniak.

Egenskaper

Hög hållfasthet och elasticitet. Mycket bra taktilitet. Belagd insida gör den lätt att ta på samt ger en barriär mot direktkontakt med latex. Med belagd utsida skyddar handsken mot kontakt med latex även för patienten. Texturerad yta ger optimalt grepp. Med rullkant. Längd 24 cm. Enkel tjocklek i handflatan 0,12 mm. Puderfri.

Förpackning

Avdelningsförpackning av oblekt, bestruken kartong av retur/nyfiberblandning. Transportförpackning av oblekt well av retur/nyfiberblandning. Sträckfilm av polyeten för fixering på pallen.

Ursprungsland

Malaysia.



Best nr	Benämning	Avd fp antal st	Trp fp antal st	Pall antal st
639.100	Latex Double Coated XS/5-6	100	1 000	36 000
639.101	Latex Double Coated S/6-7	100	1 000	36 000
639.102	Latex Double Coated M/7-8	100	1 000	36 000
639.103	Latex Double Coated L/8-9	100	1 000	36 000
639.104	Latex Double Coated XL/9-10	100	1 000	36 000

PAPYRUS

Puderfri undersökningshandske

Latex Double Coated