

ANA Etching Gel, 37% fosforsyra

Innehållet av partiklar i nanostorlek är av största betydelse för ANA etsgels konsistens. En konsistens som ger hanteringsegenskaper efterfrågade av de flesta tandläkare, som till exempel en exakt applicering vid rätt tidpunkt och en fullständig bortsköljning efter verkan. Ingen fosforsyra stannar kvar i kaviteten. ANA-etsgel erbjuder dessa viktiga egenskaper. ANA Etching Gel är ett emalj- och dentinetsmedel med 37% koncentration av fosforsyra. Det är ett väl accepterat fakta att etsmaterial bör innehålla 35-40% fosforsyra. ANA etsgel med sin speciella struktur är perfekt lämpat för de flesta etsningstekniker, som till exempel emaljets eller totaletsteknik. ANA Etching Gel stannar där det applicerats utan att kollapsa. Den ideala viskositeten i kombination med en blå färg möjliggör en mycket exakt och tydlig placering. De tunna böjbara appliceringsspetsarna underlättar för en exakt applicering. Mycket enkelt och snabbt att skölja bort efter att materialet har verkat.



Fyra anledningar att använda ANA Etching Gel

1. Klart och tydligt detekterbar
2. Etsgel med perfekt struktur
3. Idealisk viskositet för exakt applicering
4. Lätt att skölja bort

Art nr	Produktbeskrivning
1510400	ANA Etsgel, Maxipack, Sprutor 10x2 ml, Appliceringsspetsar 10 st
1510600	ANA Etsgel, Jumbo, Jumbospruta 50 ml 1 st, Appliceringsspetsar 50 st, Sprutor 5 st
1510500	ANA Appliceringsspetsar för etsning av gel, 100 st