

Skyddshandskar, PE, Standard

REF: 210361 S/M/L




Skyddshandskar av polyetenplast, Standard, transparenta, prägade och vattentäta.

Huvudsakliga användningsområden: salonger och spa-anläggningar, elektronisk montering, förpackningsarbete, bensin- och servicestationer, fastighetsskötsel, allmän läkemedelstillverkning och hemmabruk.

Egenskaper:

- ▶ Transparent, prägad
- ▶ Polyetenplast



REF	BESKRIVNING	STORLEKS-KOD	LÄNGD	FÖRPACKNINGSSANTAL dispenser/kartong
210361 S	PE skyddshandskar, Standard, transparent, prägad		340 mm	100/2000
210361 M	PE skyddshandskar, Standard, transparent, prägad		340 mm	100/2000
210361 L	PE skyddshandskar, Standard, transparent, prägad		340 mm	100/2000

Försäljningsenhet: Transportkartong

Teknisk information

Förordningar

Produkten överensstämmer med legala krav för medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning.



LATEX FREE

REACH föreskrifter:	Produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen klassificerade som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive inga av de särskilt farliga ämnen (SVHC) angivna i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen publicerad av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).
I enlighet med legala krav för:	Personal protective equipment Directive 89/686/EEC, CAT I
Kvalitetskrav:	EN ISO 13485
Etikettinformation:	EN ISO 15223-1, EN 1041

Material

Komponent	Råmaterial & egenskaper
Handflata och finger	LDPE & LLDPE, enkelvägg tjocklek min. 0.025 mm

Varningar och rekommendationer

Varningar:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och korskontaminering kan ske.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallsrekommendationer	Energiåtervinning eller blandat avfall.
Hållbarhetstid EN 455-4	3 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x W x H) mm
Enhetsförpackning	N/A	N/A
Dispenser	Cellulosa, TCF-kvalitet	320 x 155 x 15
Transportkartong	Cellulosa, TCF-kvalitet	335 x 325 x 170
Packtejp	Transparent, PVC fri	N/A

Streckkoder

REF	Enhetsförpackning	Dispenser	Transportkartong
210361S	N/A	 6 438129 354607	 6 438129 554601
210361M	N/A	 6 438129 354614	 6 438129 554618
210361L	N/A	 6 438129 354621	 6 438129 554625