

Nu även som  
Parabenfri!



## ProphyCare® Prophy Paste Blå Grov, Parabenfri RDA 250, 125 mikron

Prod nr: 731116 Prophylaxpasta Blue, Parabenfri, 96g, 60ml

Perfekt starter  
För missfärgade ytor och tjocka lager av plack  
Effektivt avlägsnande av envisa fläckar orsakade av t.ex. kaffe  
Slipmedel: pimpsten  
Innehåller 0,1% fluorid  
Använd i kombination med andra Prophylaxpasta

A Division of DirectaDentalGroup



## ProphyCare® Prophy Paste Röd Fin, Parabenfri RDA 120, 20 mikron

Prod nr: 731115 Prophylaxpasta Röd, Parabenfri, 84g, 60ml

För avlägsnande av plack och ytmissfärgningar  
För mindre mängd plack, rottytor och lätt missfärgade tänder  
Utmärkt för polering  
Slipmedel: kiseldioxid  
Innehåller 0,1% fluorid  
Använd i kombination med andra Prophylaxpasta

**DIRECTA**  
directadental.com