

3M™ RelyX™ Universal Resin Cement och
3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesiv

Dessa två kan göra allt.

3M™ RelyX™ Universal Resin Cement fungerar både som ett fristående, självbindande cement – och som ett adhesivt cement tillsammans med 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesiv. Adhesivet fungerar som en universalprimer för alla material och täcker alla direkta och indirekta bindningsindikationer.

Minskar mängden av olika resincement, primers och adhesiv, och förenklar arbetsflödet för direkta och indirekta indikationer. Färre produkter att ha i lager. Sparar både plats, tid och pengar.



Det första radiopaka universaladhesivet

Förstärker bindningsstyrkan ytterligare hos RelyX Universal Resin Cement

Helt komplett system: adhesivet härdas av cementet, ingen ljushärdning krävs

Universalprimer för alla restaurationsmaterial




Unik spruta. Patentskyddad 3M design.

80 % mindre cementspill med mikroblandningsspetsen*

15 appliceringar från 3,4g**

Mer hygieniskt, lättare att rengöra***



självstängande

Mer ergonomisk form med 50 % mindre plastavfall*

Smal, lång förlängningsspets för enkel applicering i rotkanalen




Lätt att ta bort överskott



Bild från Dr. Jan Gueth, Tyskland

Överlägsen självadhesiv bindningsstyrka till dentin vid självhärdning och ljushärdning


Vridstyrka vid bindning (MPa) till dentin efter artificiellt åldrande



R. Afutu, M. Abreu, G. Kugel, Tufts University, J. Dent. Res. Vol 98A, Nr 3629, 2019

* per applicering jämfört med de vanliga automixsystemen på marknaden
** i genomsnitt *** jämfört med de vanliga automixsprutorna på marknaden

Goda estetiska egenskaper med
fyra färgstabila, fluorescerande färger



Translucent
(TR)

A1

A3
opak (A3O)

Vit
opak (WO)

Beställningsinformation

3M™ RelyX™ Universal Resin Cement

Artikelnr Produktinformation

Introkit

56968 4 sprutor med 3M™ RelyX™ Universal Resin Cement i färgerna TR, A1, A3O, WO (3,4 g per spruta), 60 3M™ RelyX™ mikroblandningsspetsar, 20 förlängningsspetsar, 1 flaska 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesiv (5 ml), 1 3M™ Scotchbond™ Universal etsmedel (3 ml), 25 blå spetsar för etsmedel, 50 orange mikropenslar, steg för steg-guide

Trialkit

Varje trialkit innehåller: 1 spruta med 3M™ RelyX™ Universal Resin Cement (3,4 g), 15 3M™ RelyX™ mikroblandningsspetsar, 5 förlängningsspetsar, 1 flaska 3M™ Scotchbond™ Universal Adhesiv Plus (1,5 ml), 1 3M™ Scotchbond™ Universal etsmedel (3 ml), 25 blå spetsar för etsmedel, 50 orange mikropenslar, steg för steg-guide

56969 **Färg TR**

56970 **Färg A1**

Refiller

Varje refill innehåller: 1 spruta med 3M™ RelyX™ Universal Resin Cement (3,4 g), 15 3M™ RelyX™ mikroblandningsspetsar, 5 förlängningsspetsar

56971 **Färg TR**

56973 **Färg A3O**

56972 **Färg A1**

56974 **Färg WO**

Storpack

Varje storpack innehåller: 3 sprutor med 3M™ RelyX™ Universal Resin Cement (3,4 g per spruta), 45 3M™ RelyX™ mikroblandningsspetsar, 15 förlängningsspetsar

56977 **Färg TR**

56978 **Färg A1**

Blandningsspetsar

56975 30 3M™ RelyX™ mikroblandningsspetsar

56976 15 3M™ RelyX™ mikroblandningsspetsar med förlängningsspetsar

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesiv

Flaska

41293 **Introkit:** 1 flaska med 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesiv (5 ml), 50 engångspenslar, 1 3M™ Scotchbond™ Universal etsmedel (3 ml), 25 intraorala spetsar

Refill: 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesiv flaska (5 ml)

41294 **1 × 5 ml flaska**

41295 **3 × 5 ml flaskor**

Unitdos

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesiv unitdos L-Pops, 1 3M™ Scotchbond™ Universal etsmedel (3 ml), 25 intraorala spetsar

41297 **Introkit: 50 L-Pop**

41299 **200 L-Pop**

41298 **100 L-Pop**

41304 **400 L-Pop**

3M™ Scotchbond™ Universal Etsgel

41263 2 X 3M™ Scotchbond™ Universal Etsgel (3 ml styck), 50 intraorala spetsar



3M™ RelyX™ introkit med Universal Resin Cement (56968)



3M™ RelyX™ trialkit med Universal Resin Cement TR (56969)



3M™ RelyX™ refill med Universal Resin Cement TR (56971)



3M™ Scotchbond™ refill med Universal Plus Adhesiv (41294)



3M™ Scotchbond™ unitdos med Universal Plus Adhesiv 100 L-Pop (41298)

3M™ Scotchbond™ unitdos med Universal Plus Adhesiv:

För effektiv hygien. Minskar risken för korskontaminering.

3M

3M.se/dental

3M Svenska AB,
3M Oral Care Solutions Division,
Herrjärva torg 4 | 17067
Solna Sweden
Office: +468922100

3M, RelyX och Scotchbond är varumärken som tillhör 3M Company eller 3M Deutschland GmbH. Används på licens i Kanada. Alla andra varumärken tillhör sina respektive företag.

© 3M 2020. Med ensamrätt.