

Kron och rot e *XP* perten




*Biodentine*TM *XP*


ditt NYA dentin
ersättningsystem



Biodentine™ är den
**första biokompatibla
och bioaktiva**
dentinersättningen för
krona och rot med unika
kliniska egenskaper





 **5** million saved teeth

 **+900** publications



10 indications
in the crown and in the root

Sold in more than

 **60**
countries

10  of research & development in Septodont laboratories
years

Biodentine™ XP: ditt NYA dentinersättningsystem

NYHET


Biodentine™ XP

ditt NYA dentinersättningsystem



Med Biodentine™ XP,
blir hela din procedur
från förberedelse till
applicering **enklare***

- ▶ **Allt-i-ett kapsel:** kapseln innehåller både pulvret och vätskan.
- ▶ **Direkt placering** i tanden tack vare applikatorn.
- ▶ **Val av volym:** kapseln finns tillgänglig i 2 format (XP 200 eller XP 500).
Du väljer den mängd som behövs beroende på indikation och kavitetens djup.



*vs. Biodentine™



► Orienterbart
och böjbart
munstycke



En dedikerad Biodentine-applikator som **underlättar** alla procedurer

Du kan applicera Biodentine™ XP direkt i tanden från pulpan till toppen av kaviteten, oavsett djupet. Med Biodentine™ XP, **görs proceduren enklare och snabbare** eftersom samma material används en "Bio-Bulk Fill"-procedur.

Den slutliga emaljrestaureringen med komposit eller inlay/onlay ska göras inom 6 månader.



Ny Biodentine-mixer som ger en **enkel och perfekt mix**

Biodentine har unika bioaktivitets- och biokompatibilitetsegenskaper som tillåter en "Bio Bulk-Fill" metod genom att fylla kaviteten från pulpan till toppen av kronan (slutlig emaljrestaurering inom 6 månader).

Biodentine™ XP's dentinliknande egenskaper är beroende av en noggrann blandning av pulver och vätska - för detta krävs en intensiv mixning med den nya Biodentine-mixern.

- ▶ **Kompakt och liten**
- ▶ **En mycket hög rotationsnivå (6200 rpm) för en perfekt mix vid varje användning på endast 30 sekunder**
- ▶ **En unik och patenterad teknologi**



**Endast
1 start
knapp**

Biodentine™ XP, endast 4 steg för en **ny och enklare** upplevelse

Bara 4 steg för att få produkten redo att appliceras



Aktivera genom att dra i spaken



Mixa genom att trycka knappen



Aktivera med 2 händer tills produkten fyller munstycket




Dispensera med 1 hand direkt i tanden

Scanna QR koden med telefonen för att se en instruktionsvideo.




Biodentine™ XP underlättar dina **dagliga rutiner**

Idag kommer 1 patient av 2 till din klinik för en:



Lättanvända Biodentine™ skapat för flera olika indikationer från kronan till roten hjälper dig varje dag att behandla dina patienter.



*Revitaliseringsbehandling genom revaskulation av unga permanenta tänder vid nekrotisk pulpa



Referenser

Författare	Titel	Tidskrift	År	Ref.
Nowicka A, Wilk G, Lipski M, Koleski J, Buczkowska-Radlińska J.	Tomographic Evaluation of Reparative Dentin Formation after Direct Pulp Capping with Ca(OH) ₂ , MTA, Biodentine™, and Dentin Bonding System in Human Teeth	Journal of Endodontics	2015	1
Gong V, França R.	Nanoscale chemical surface characterization of four different types of dental pulp-capping materials	Journal of Dentistry	2017	2
Costa F, Sousa Gomes P, Fernandes MH.	Osteogenic and Angiogenic Response to Calcium Silicate-based Endodontic Sealers	Journal of Endodontics	2016	3
Aggarwal V, Singla M, Yadav S, Yadav H, Ragini.	Marginal Adaptation Evaluation of Biodentine™ and MTA Plus in "Open Sandwich" Class II Restorations	Journal of Esthetic Restorative Dentistry	2015	4
Özyürek T, Demiryürek EÖ.	Comparison of the antimicrobial activity of direct pulp-capping materials: Mineral trioxide aggregate-Angelus and Biodentine™	Journal of Conservative Dentistry	2016	5
Bhavana et al.	Evaluation of antibacterial and antifungal activity of new calcium-based cement (Biodentine) compared to MTA and glass ionomer cement	Journal of Conservative Dentistry	2015	6
Thomas Giraud, Charlotte Jeanneau, Charlotte Rombouts, Hengameh Bakhtiar, Patrick Laurent, Imad About	Pulp capping material modulate the balance between inflammation and regeneration	Dental Material	2019	7



Biodentine XP 200

Frp om 10st kapslar
Code XXXXXXXXX



Biodentine XP 500

Frp om 10st kapslar
Code XXXXXXXXX



Biodentine Applikator

Frp om 1st applikator
Code XXXXXXXXX



Biodentine Mixer

Frp om 1st mixer
Code XXXXXXXXX

tel 08-564 373 70 : www.bigmandental.se

bigman
dental

Septodont

58 rue du Pont de Créteil - 94100 Saint-Maur-des-Fossés - France

www.biodentinexp.com

Follow us on social media channels:

