

Latex Creamy Smooth

Slät engångshandske i Latex

Latexhandske med syntestiskt belagd insida, vilket gör den lätt att ta på. Utsida med ytbeläggning som ger ett bra grepp. Båda beläggningarna motverkar så långt som möjligt direktkontakt med latex. Materialets höga elasticitet gör att handsken får en överlägsen komfort. Handsken är helt otexturerad, vilket ger extra bra fingertoppskänsla. Puderfri.

Vit. Längd 24 cm. Storlek XS-XL med tydliga storleksmarkeringar på askens alla sidor.

Lämplig för användning inom daglig omvårdnad, för tillfällig användning inom sjukvård, vid provtagning, vid kontakt med blod och andra kroppsvätskor. Andra användningsområden är livsmedelshandtering och rengöring utan starka kemikalier.



EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

En slitstark och vätsketät handske. Sitter tätt på handen och är mycket behaglig att använda.

KVALITET OCH MILJÖ

- Uppfyller Europa-standarderna EN 455-1,2,3 och 4
- CE-märkt
- Livsmedelsgodkänd av (EC 1935/2004)

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Best nr	Benämning och storlek	Antal per ask	Antal per kartong	Antal per pall
2068827	Latex Creamy Smooth XS/5-6	100	1 000	36 000
2068831	Latex Creamy Smooth S/6-7	100	1 000	36 000
2068832	Latex Creamy Smooth M/7-8	100	1 000	36 000
2068833	Latex Creamy Smooth L/8-9	100	1 000	36 000
2068834	Latex Creamy Smooth XL/9-10	100	1 000	36 000

Tillverkad i Indonesien