

BORRIX Mini borrarställ



BORRIX MINI

- Borrställ för 10 borrar (5 fg, 5 vst)
- Arm, svängbar 360°, hindrar borsten trilla ur
- Material Plast (POM, Delrin)
- Temp. -5 till +135° C
- Klarar maskindisk, ultraljud och autoklav
- Mått 36x45x10 mm. Vikt 9 g
- Finns i 15 färger

Aristodent AB
Solbacksvägen 13
64232 FLEN
0157-15630
www.aristodent.se