

Filtek™ Z500

Universal komposit



Vad fascinerar mig i ett
vackert leende? Jo hur enkelt det
är att skapa det!

3M ESPE

Filtek™ Z500 – Ny familjemedlem till Z-linjen

Kompositer från

3M™ ESPE™ baseras på mer än 40 års erfarenhet . Det var den kunskapen och expertisen som hjälpte oss att utveckla den första kompositen i Z-linjen för 15 år sedan – Z100™ MP.

Tack vare pågående forskning så har Z-linjen kontinuerligt utvecklats och förbättrats. Det senaste tillskottet, Filtek Z500, baseras på

3M ESPE's nanoteknologi som resulterar i enkel hantering och ett estetiskt snyggt slutresultat.



3M ESPE Z-linjen

15+ years
of clinical success

Z100™ MP

Filtek™ Z250

Filtek™ Z500

Z100 MP, den första kompositen i Z-linjen, var designad för att leverera utmärkt styrka och nötningsresistens. Nästa generation, Filtek™ Z250, var utvecklad för lägre krympning. Det senaste tillskottet till Z-familjen , Filtek Z500, egenskaper nanofiller teknologi för lättare hantering och minskad retention till instrumentet.

Simple handling. Simply beautiful. Simply durable.

Enkel hantering.


Filtek™ Z500 är lätt att använda, fäster lätt till kaviteten . Det gör att du lätt kan göra en exakt passande fyllning. Filtek Z500 har en oklibbig konsistens. I kontrast med andra klibbiga kompositer, kan du jobba effektivt och komfortabelt. Filtek Z500 finns i både sprutor och kapslar.

Enkelt vacker.

Filtek Z500 färger går i vitaskalans färger enligt VITAPAN® klassiska färgguide , hjälper dig att välja rätt färg som ger ett naturligt utseende på fyllningarna.

Filtek Z500 finns i 8 universala färger (A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, C2, D2) och 1 opak färg (OA3).

Naturligt vackra tänder måste bibehålla sin glans. Det är ytterligare en anledning till att Filtek Z500 med nanoteknologi är det rätta valet. Materialets unika sammansättning baseras på 3M ESPE nanokluster – kombinerat med hög styrka och lätt att polera med bibehållen glans



Källa: 3M ESPE interna data

Enkelt vacker




Enkelt slitstark .

I tillägg till estetiskt snygga fyllningar, värderar patienten också hållbarheten . Anteriora och posteriora kompositerna är exponerade för starka påbitningar. Filtek™ Z500 testades i en 3-Body-Wear test – och levererade utmärkta resultat.

Förutom nötningsresistens, böjhållfasthet är ett annat nyckelkriterium hållbarhet.

Hög nötningsresistens : 3-Body-Wear test




Källa: 3M ESPE interna data

Hög böjhållfast- styrka

Hög nötningsresistens mot abrasion

Hög böjhållfasthet



Källa: 3M ESPE interna data



Den enkla vägen att skapa ett vackert leende

Enkelt att få vackra fyllningar.

Filtek™ Z500 har utvecklats för att täcka efterfrågan av ett praktiskt och alldagligt fyllningsmaterial. Tack vare en kombination av enkel hantering och tillförlitlig funktion så är den här kompositen ett bra val för både anteriora såsom posteriora fyllningar- varje dag

Anterior fyllning med Filtek Z500.



före

Photos courtesy of Dr. Reich, Munich



efter

Enkel hantering

Posterior fyllning med Filtek Z500.



före

Photos courtesy of Dr. Reich, Munich



efter

Filtek Z500 ger naturligt vackra fyllningar till många olika indikationer:

- Direkta anteriora och posteriora fyllningar
- Sandwichteknik med glasjonomer
- Pelaruppbyggnad
- Indirekta anteriora och posteriora fyllningar, såsom inlägg, onlays, och fasader



Beställningsinformation

Filtek™ Z500 Universalt fyllningsmaterial Refill

Färger	Sprutor	Kapslar
A1	8020A1	8021A1
A2	8020A2	8021A2
A3	8020A3	8021A3
A3.5	8020A3.5	8021A3.5
A4	8020A4	8021A4
B2	8020B2	8021B2
C2	8020C2	8021C2
D2	8020D2	8021D2
OA3	8020A3	8021OA3

Sprutor färger refill innehåller 1 spruta a`3g;

Kapslar färger refill innehåller 20 kapslar a` 0.2 g.

Produktinformation

**8020TP Filtek™ Z500 Universalt fyllningsmaterial
Start kit – Sprutor**

3 sprutor a`3 g (A2, A3, A3.5)

**8021TP Filtek™ Z500 Universalt fyllningsmaterial
Start kit – Kapslar**

3 x 20 kapslar a` 0.2 g (A2, A3, A3.5)



Filtek™ Z500 Universalt fyllningsmaterial
Start kit – Sprutor 8020TP



Filtek™ Z500 Universalt fyllningsmaterial
Start kit – Kapslar 8021TP

Filtek™ Bulk Fill flytande komposit: för snabb och enkel posterior fyllning

Den har en flytande konsistens som är lätt att applicera i 4mm skikt, spar både antal steg och tid.
Det är också den enda flytande bulk fill komposit som är stark nog för att få kallas Filtek.

Filtek™ Bulk Fill flytande komposit Refill

Färger	Sprutor	Kapslar
A1	4862A1	4861A1
A2	4862A2	4861A2
A3	4862A3	4861A3
Universal	4862U	4861U

Sprutor färg refill innehåller 2 – 2g sprutor; 20 intraorala spetsar; Teknisk guide; Bruksanvisning.

Kapslar färg refill innehåller 15 – 0.2g kapslar; Teknisk guide; bruksanvisning.

Produktinformation

3740T Filtek™ Bulk Fill flytande komposit Intraorala spetsar
20 orange intraorala spetsar



Filtek™ Bulk Fill flytande
komposit Refill – Kapslar



Filtek™ Bulk Fill flytande
komposit Refill – sprutor

3M ESPE

3M Svenska AB
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna, Sverige
info3mespe@mmm.com
www.3MESPE.se



3M, ESPE, Filtek och Z100 är varumärken från 3M Company eller 3M Tyskland GmbH.
Används under licence i Canada.
Alla andra varumärken ägs av andra företag
© 2012, 3M. All rights reserved.
XX (05.2012)