

Stahl-Fräser

Steel cutters · Fraises en acier · Fresas de acero

4



* Stahlinstrumente (310 ...) können nicht im Autoclav sterilisiert werden.
Steel instruments (310 ...) cannot be sterilised in the autoclave.
Les instruments en acier (310 ...) ne peuvent pas être stérilisés en autoclave.
No es posible esterilizar en autoclave los instrumentos de acero (310 ...).

ELA *Stahl-Fräser*
Steel cutters · Fraises en acier · Fresas de acero

71

ID-No.	040	050	060	070	080
310 104 001 171 ...	040	050	060	070	080
L mm					

72

ID-No.	040	050	060	070	080
310 104 155 171 ...	040	050	060	070	080
L mm	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0

73

ID-No.	050	060	070	080
310 104 277 171 ...	050	060	070	080
L mm	10,0	11,0	12,0	13,0

74

ID-No.	050	060	070	080
310 104 103 171 ...	050	060	070	080
L mm	3,0	3,5	4,0	4,5

4

75

ID-No.	040	050	060	070	080
310 104 260 171 ...	040	050	060	070	080
L mm	8,0	9,5	11,0	12,5	14,0

76

ID-No.	050	060	070	080
310 104 254 171 ...	050	060	070	080
L mm	8,0	9,0	10,0	11,0


77


ID-No.	040	050	060	070	080
310 104 237 171 ...	040	050	060	070	080
L mm	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0

78

ID-No.	050	060	070	080
310 104 257 171 ...	050	060	070	080
L mm	11,0	12,0	13,0	14,0

H · HP · PM · PM





79

ID-No.	045	055
310 104 266 171 ...	045	055
L mm	12,0	12,0

H · HP · PM · PM

