

Stödjer, kompletterar  
och skyddar med  
ett enkelt penseldrag.



MI Varnish  
från GC behandlar  
hypersensibla  
tänder och  
ger långvarigt  
skydd.  
Bekvämare och  
effektivare  
än någonsin.

**GC**

# Stödjer, kompletterar och skyddar med ett enkelt penseldrag.

Nu kommer MI Varnish, det senaste tillskottet i arsenalen av minimalinvasiva behandlingsalternativ. MI Varnish har en överlägsen skyddande effekt och **gör mer nytta** än ditt vanliga fluorlack.


MI Varnish fungerar som en kraftfull fluordos **med boosteffekter** från fria kalcium- och fosfatjoner enligt den patenterade **Recaldent™**-teknologin.

## Så här fungerar MI Varnish

Tack vare den välrenommerade Recaldent™-teknologin får patienterna en riktig skjuts på sin kariesskyddande behandling med MI Varnish.


### Utan MI Varnish

I sur munmiljö utlöses kalcium-, fosfat- och hydroxyljoner från tanden. Det kan leda till att tanden blir svagare och mer sårbar.




### Med MI Varnish

Fluor, kalcium och fosfat bildar i kombination ett starkt skyddslack. Materialets neutrala pH-värde på 6,6 stärker emaljen och förhindrar demineralisering.



### Skyddslack med depåeffekt

I sur miljö utlöses kalcium och fluor från det skyddande skiktet. Resultatet blir att tänderna inte längre utsätts för direkta syraattacker.



Fluorlack kan förebygga hypersensibilitet i olika kliniska situationer:



Cervikala ytor  
Källa: Prof. Ivana Miletic, Spanien




Efter förebyggande professionell rengöring  
Källa: Ivana Miletic, Kroatien




Ocklusal abrasion  
Källa: José Zalba, Spanien



För behandling av hypermineraliserade tänder  
Källa: Patricia Gatón, Spanien



\* varumärke som inte tillhör GC Europe



- MI Varnish penetrerar och blockerar dentintubuli för att ge lindring till patienter med hypersensibla tänder.
- Den höga initiala fluoravgivningen minimerar sensibiliteten och stärker emaljen.



- ✓ Smidig applicering utan behov av föregående preparation eller profylax.
- ✓ Bekväm och snabb behandling, tar bara några få minuter.

- ✓ Lätt att applicera. Sprider sig lätt till svåråtkomliga ytor.
- ✓ Täcker alla tandytor jämnt och effektivt.



- ✓ MI Varnish härdar i kontakt med vatten och saliv utan att koagulera eller klumpa sig.
- ✓ Bra konsistens och optimal skiktjocklek, även med flera skikt.

- ✓ Finns i 2 fräscha smaker: mint och jordgubb.
- ✓ Smakar gott.



- ✓ Neutral färg med naturlig translucens.
- ✓ Ingen färgförändring efter applicering på tanden.

MI Varnish ger fördelar för alla

# MI Varnish ingår i vår kompletta minimalinvasiva behandlingsstrategi.



GC förser tandläkare med nödvändiga verktyg för ett sammanhängande minimalinvasivt behandlingskoncept. I det ingår en komplett serie specialanpassade produkter för diagnostik, förebyggande vård och behandling. **MI Varnish används vid chairside-behandling och ger ett fullgott skydd och minskar sensibiliteten medan MI Paste kan användas som uppföljning som en del av patientens egenbehandling för att förlänga remineraliseringseffekten.**



På praktiken

**Professionell applicering** av MI Varnish i intervaller beroende på indikation och patientbehov.



För hemmabruk

**Daglig applicering** av Tooth Mousse eller MI Paste Plus bidrar till fortsatt remineralisering och kariesskydd.

Recaldent™ används på licens av Recaldent™ Pty. Limited. Recaldent™ CPP-ACP framställs av mjölkprotein och ska inte användas på patienter med känd mjölkproteinallergi och/eller känd allergi mot hydroxybenzoater.

## Förpackning

MI Varnish Intro pack			
900727	MI Varnish Intro Pack, 10 Unit Dose MI Varnish (5 Strawberry + 5 Mint) à 0,50 ml och 20 penslar		
MI Varnish Refill Pack, 35 Unit Dose à 0,50 ml och 50 penslar			
900728	Strawberry	900729	Mint
MI Varnish Clinic Pack, 100 Unit Dose à 0,50 ml och 100 penslar			
900730	Strawberry	900731	Mint

GC MI Paste Plus					
900441	GC MI Paste Plus Promotional, 5-pack Förpackning med 5 tuber, 40 g (35 ml) per tub, 1 av varje smak (Melon, Strawberry, Tutti-Frutti, Mint, Vanilla)				
002614	GC MI Paste Plus, 10-pack, sorterade smaker Förpackning med 10 tuber, 40 g (35 ml) per tub, 2 av varje smak (Strawberry, Vanilla, Tutti-Frutti, Mint, Melon) 40 g (35 ml) per enhet				
GC MI Paste Plus, 10-pack Förpackning med 10 tuber av en smak, 40 g (35 ml) per tub					
002621	Mint	002887	Melon	002889	Tutti Frutti
002886	Strawberry	002888	Vanilla		
Tooth Mousse					
890102	GC Tooth Mousse, Promotional, 5-pack Förpackning med 5 tuber, 40 g (35 ml) per tub, 1 av varje smak (Melon, Strawberry, Tutti Frutti, Mint, Vanilla)				
002032	GC Tooth Mousse, 10-pack, sorterade smaker Förpackning med 10 tuber, 40 g (35 ml) per tub, 2 av varje smak (Melon, Strawberry, Tutti Frutti, Mint, Vanilla)				
GC Tooth Mousse, 10-pack Förpackning med 10 tuber av en smak, 40 g (35 ml) per tub					
002520	Strawberry	002522	Mint	002270	Vanilla
002521	Melon	002523	Tutti Frutti		

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
http://www.gceurope.com

**GC NORDIC AB**  
Box 70396  
SE-107 24 Stockholm  
Tel. 08 506 361 85  
info@nordic.gceurope.com  
http://nordic.gceurope.com

